



Lista de verificación de áreas BSL-2 del laboratorio

Copyright © 2024 Laboratorio de Genómica Viral y Humana, Facultad de Medicina UASLP. San Luis Potosí, México.

Creado: Abr 10, 2024	Modificado: Abr 15, 2024	Versión: 2.0	Título: Gral_BSL-2 _Checklist_SPA.pdf	Licencia: CC BY 4.0 DEED
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---	------------------------------------

Año: Mes: Día:

<input type="text"/>						
D	L	M	M	J	V	S

Indique si o no.

RT-PCR	Refrigerador entre -4 y +4°C.	<input type="checkbox"/>					
	Instrumentos y aire acondicionado apagados.	<input type="checkbox"/>					
Biología Celular	Congelador -30°C entre -25 y -40°C.	<input type="checkbox"/>					
	Refrigerador entre -4 y +4°C.	<input type="checkbox"/>					
	Instrumentos y aire acondicionado apagados.	<input type="checkbox"/>					
Cuarto de Control	UMA A o B encendida	<input type="checkbox"/>					
	UMA encendida, entre 50 y 60 Hz y por debajo de 11 Amps.	<input type="checkbox"/>					
	Cuatro extractores encendidos.	<input type="checkbox"/>					
	Pantalla CCTV encendida y sin problemas en cámaras.	<input type="checkbox"/>					
	Rack del servidor encendido (LEDs rojos o verdes parpadeantes).	<input type="checkbox"/>					
	UPS del cuarto eléctrico encendido (LED verde encendido).	<input type="checkbox"/>					
	Microcontroladores de cuarto eléctrico entre 50 y 60 Hz.	<input type="checkbox"/>					
Biología Molecular	Aire acondicionado encendido y a 25 °C.	<input type="checkbox"/>					
	Refrigerador entre -4 y +4°C.	<input type="checkbox"/>					
	Congelador -20°C entre -17 y -25°C.	<input type="checkbox"/>					
	Alarma del congelador -20°C encendida (LED verde).	<input type="checkbox"/>					
	Nivel adecuado de nitrógeno líquido en tanque 1.	<input type="checkbox"/>					
	Nivel adecuado de nitrógeno líquido en tanque 2.	<input type="checkbox"/>					
	Ultracongelador principal entre -60 y -80°C.	<input type="checkbox"/>					
	Ultracongelador de respaldo apagado y libre de moho por dentro.	<input type="checkbox"/>					
	Generador de emergencia presente en terraza y cubierto con plástico.	<input type="checkbox"/>					
	Dos cilindros de CO ₂ presentes en la terraza.	<input type="checkbox"/>					
	Puerta de acceso a escalera de caracol con candado.	<input type="checkbox"/>					
	Se abre la llave de la tarja por 30 segundos.	<input type="checkbox"/>					
	Se abren puertos de lavaojos por 30 segundos.	<input type="checkbox"/>					
Se presiona ESC en el UPS del Applied 7500 para apagar alarma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cuarto de lavado	Semáforo en verde.	<input type="checkbox"/>					
	Manómetro digital circular en verde.	<input type="checkbox"/>					
	Luz indicadora del pass-through en verde.	<input type="checkbox"/>					
	Puerta de acceso a cuarto de lavado bien cerrada.	<input type="checkbox"/>					

Iniciales de quien revisó:

<input type="text"/>							
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Notifique cualquier desviación de inmediato al grupo LGVH-ADMIN de WhatsApp.