

## Costo del servicio para instituciones amparadas por convenio y particulares

Patógeno viral de interés	Tipo de muestra	Volumen mínimo	Tubo	Temperatura de transporte	Tiempo de referencia
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Virus de la Hepatitis B (HBV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Ambiente	6 hrs max
Virus de la Hepatitis C (HCV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Citomegalovirus (CMV) tamizaje neonatal	Orina (niños)	3 mL	Pedir tubo cónico 15 mL a LGVH	Ambiente	6 hrs max
Citomegalovirus (CMV) trasplantados / inmunosuprimidos	Suero/plasma (adultos)	2 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Ambiente	6 hrs max
Virus Zika (ZIKV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Virus Chikungunya (CHIKV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Denguevirus serotipos 1 a 4 (DENV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Virus de la Rabia y otros Lyssavirus (RABV)	Piel/biopsia nervio	3 mL	Pedir criovial a LGVH	Hielo (5° C)	6 hrs max
Virus del Nilo Occidental o West Nile Virus (WNV)	Suero/plasma o LCR	500 µl	Pedir criovial a LGVH	Hielo (+5° C)	6 hrs max
COVID-19 (SARS-CoV-2)	Hisopado Nasofaríngeo	500 µl	Se tomará muestra en LGVH	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Dengue, Zika y Chikungunya multiplex	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
EBV, CMV, BKV multiplex trasplantes	Suero/plasma (adultos)	2 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Ambiente	6 hrs max
Hantavirus Virus Sin Nombre (SNV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max
Hantavirus Seoul (SEOV)	Suero/plasma	3 mL	Vacutainer tapa roja, sin anticoagulante	Hielo (+5° C)	6 hrs max

Para recibir mayor información sobre la toma, transporte y referencia de muestras o sobre la disponibilidad de estudios y sus alcances, por favor no dude en contactarnos al siguiente teléfono

(444) 826-2300 extension 6684