



Lejía al 5% doméstica



Mezcle 30 segundos



Rotule fecha y porcentaje



Tape y proteja del sol



Prepare fresca cada 2 días

NaOCl a 0.1% (1000 ppm)

Desinfección de bajo nivel

Descontaminación rutinaria de superficies en:

- Instituciones de salud
- Laboratorios de investigación o diagnóstico
- Entornos públicos
- Uso doméstico
- Industria alimentaria
- Clínicas veterinarias
- Instalaciones educativos y guarderías

Lejía	H ₂ O	Final
2 ml	98 ml	100 ml
5 ml	245 ml	250 ml
10 ml	490 ml	500 ml
20 ml	980 ml	1 L
100 ml	4.9 L	5 L
200 ml	9.8 L	10 L
400 ml	19.6 L	20 L

1 parte lejía + 49 partes de agua

NaOCl a 0.5% (5000 ppm)

Desinfección de alto nivel

Descontaminación de superficies en:

- Derrames biológicos en hospitales
- Derrames biológicos en laboratorios
- Derrames biológicos en veterinarias
- Desinfección de equipos médicos
- Desinfección de salas de aislamiento
- Desinfección de recipientes de basura
- Entornos públicos durante brotes
- Descontaminación de EPP
- Anfiteatros, morgues y funerarias
- Instalaciones pecuarias durante brotes
- Uso doméstico durante brotes.

Lejía	H ₂ O	Final
10 ml	90 ml	100 ml
25 ml	225 ml	250 ml
50 ml	450 ml	500 ml
100 ml	900 ml	1 L
500 ml	4.5 L	5 L
1 L	9 L	10 L
2 L	18 L	20 L

1 parte lejía + 9 partes de agua

ADVERTENCIA



No mezcle soluciones de cloro con otros desinfectantes o limpiadores

Evite su ingestión y el contacto con piel y ojos.